

# Rystora®

IN HARMONY WITH YOUR SKIN



## *Gel de Silicona para Cicatrices* *(No estéril)*



TRATAMIENTO EFECTIVO PARA  
CICATRICES EN CARA, ARTICULACIONES  
O ZONAS IRREGULARES

## El Gel de Silicona para Cicatrices

**Rystora®** es un tratamiento seguro y efectivo para cicatrices y queloides en la cara, en las articulaciones o partes irregulares y pieles planas. El Gel de Silicona para Cicatrices Rystora® consigue rápidas mejoras en el rejuvenecimiento de la piel tras una operación, quemadura o heridas pequeñas, además de reducir eficazmente el tamaño, la dureza, el picor y la coloración de las cicatrices.

Principio de recuperación de cicatrices: El Gel de Silicona para Cicatrices Rystora® se puede aplicar fácilmente sobre la cicatriz como una capa fina, no pegajosa, que no genera reacción alérgica a la piel. El gel mantiene la humedad sobre el área de la cicatriz formando una capa protectora que reduce la formación de colágeno, hace la piel más suave y acelera la cicatrización.

- Apto para cicatrices de formas irregulares
- Aplicación directa sobre la piel
- Reduce cicatrices hipertróficas
- Reduce la coloración de las cicatrices
- Apto para pieles sensibles
- Transpirable e hidratante

## ESPECIFICACIONES

REF. No.	Descripción
SGA01501	15 ml No estéril

## INDICACIONES DE USO



1. Asegúrese de que la piel está limpia, seca y libre de pomadas o cremas antes de aplicar el gel.



2. Apriete la cantidad adecuada de gel.



3. Aplique el gel encima de la cicatriz de una sola dirección para cubrir completamente la cicatriz y formar una película protectora de silicona. El tratamiento mínimo recomendado es de 2-3 veces al día.

Las cicatrices más grandes y más viejas pueden tomar un mínimo de 2 meses de tratamiento. Las cicatrices rojas y más oscuras pueden requerir un uso continuado más de 12 meses. Continúe usando el Gel para Cicatrices Rystora® después de la cicatriz restauración para obtener resultados más efectivos.

## Rystora®

### Fortune Medical Instrument Corp.

6 F., No. 29, Sec. 2, Jhongjheng E. Rd., Danshuei Dist,  
New Taipei City 251, Taiwan

Manufactured by: No. 256, Changchun 2nd, Rd.,  
Jhongli Dist, Taoyuan City 320, Taiwan

T. +886 2 2624-2233 [www.rystora.com](http://www.rystora.com)

Rystora® es una marca registrada de Fortune Medical.

EDM GEL Esp. V20210917